

Забор крови для цитогенетического анализа хромосом.

Через гепариновую трубку берется 10 мл крови.

Кровь зародыша (из пуповины) берут при помощи пункции пуповины.

Далее пробы помещаются в холодильник (+4 С).

Рекомендуется заклеить лейкопластырем след от пункции.

Забор проб околоплодных вод для цитогенетического анализа хромосом.

Посредством пункции берется 20 мл околоплодных вод.

Рекомендуется заклеить лейкопластырем след от пункции.

Рекомендуется закрыть иглу шприца стерильной пробкой.

При желании пройти дополнительно экспресс-тест FISH, пожалуйста, уведомьте нас по телефону 877 77 75 – 17.

Отправка проб должна производиться как можно быстрее

(наилучшим образом в пределах одной недели).